

ІНСТРУКЦІЯ **із застосування медичного виробу**

LORDE iso 0,9% **розчин стерильний для інгаляційного та інтраназального введення**

Опис.

LORDE iso 0,9% - розчин стерильний для інгаляційного та інтраназального введення. Це природний, ізотонічний сольовий розчин в концентрації, яка адаптована для сумісності з рідинами організму людини. Використовується для зволоження дихальних шляхів, в тому числі при таких симптомах застуди як кашель та закладеність носа, а також для розведення інгаляційних лікарських засобів.

Склад:

1 мл розчину містить:
Натрію хлорид – 9,0 мг.

Показання.

Застосовувати немовлятам, дітям та дорослим.

Для гігієнічного догляду за порожниною носа і використання у хворих з захворюваннями слизової оболонки носа та придаткових пазух, що супроводжуються сухістю слизової оболонки носа або утворенням слизу (атрофічний, алергічний, інфекційний, медикаментозний риніти).

Як допоміжний засіб при застосуванні локальних судинозвужувальних засобів.

Для усунення сухості слизової оболонки носа, зумовленої знаходженням у приміщеннях, де працюють кондиціонери, у тому числі автомобільні, або радіатори центрального опалення, під час повітряних перельотів.

Після операційних втручань у порожнині носа та носових пазухах.

Також можна використовувати для розведення інгаляційних лікарських засобів згідно з інструкцією виробника.

Протипоказання.

LORDE iso 0,9% протипоказаний при підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів виробу.

Спосіб застосування та дози.

Використання за допомогою інгалятора.

Для розведення інгаляційних лікарських засобів використовують 2-4 мл розчину. Використовувати для розведення лише тих лікарських засобів, в інструкції до яких вказано можливість розведення фізіологічним розчином 0,9% натрію хлориду.

Інгаляцію розчину проводити за допомогою небулайзера з використанням спеціальної маски на обличчя, мундштука або назальної канюлі.

Підготуйте до використання небулайзер.

1. Відкрийте полімерний пакет та вийміть звідти однодозовий контейнер. Переконайтеся, що контейнер не пошкоджено. Не виймайте контейнер з пакета, якщо в цьому немає потреби.
2. Струсіть контейнер, який вийняли. Інші контейнери залиште в полімерному пакеті та помістіть їх у картонну коробку.
3. Тримавши контейнер за верхній край, поверніть інший край, щоб відкрити контейнер.
4. Вставте контейнер в небулайзер відкритим краєм вниз і легенько натисніть. Переконайтеся, що весь препарат перетік у небулайзер.
5. Зберіть небулайзер і використовуйте за призначенням.

Після використання промийте небулайзер, залишки розчину знешкодуйте.

Інтраназальне введення:

Дорослим – по 2 краплі; дітям віком від 1 року – по 1-2 краплі; дітям до 1 року – по 1 краплі у кожен носовий хід 3-4 рази на добу з лікувальною метою, з гігієнічною метою – 1-4 рази на добу.

Застосовувати до 4 тижнів.

Дорослі.

Перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити носові ходи від секрету швидким різким видихом через ніс. Для попередження витікання розчину необхідно лягти або сісти та закинути голову назад, потім закапати розчин. Після закапування бажано побути в положенні лежачи, з закинutoю назад головою протягом 2 хвилин. Залишки розчину видалити з обличчя ватою або носовичком.

Діти.

Перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити ніс дитини від слизу. Після очищення носа від слизу закапати розчин у кожен носовий хід. При закапуванні розчину у праву ніздрю голова дитини має бути закинута трохи назад та нахилена праворуч і, навпаки, голова дитини має бути нахилена ліворуч при закапуванні розчину у ліву ніздрю. Після закапування слід посадити дитину та допомогти їй звільнити ніс від розрідженого слизу. Залишки розчину необхідно охайно видалити з обличчя ватою чи носовичком.

Побічні реакції.

В осіб з індивідуальною непереносимістю компонентів препарату можливі алергічні реакції.

Запобіжні заходи при використанні.

Розчин призначений для використання тільки шляхом інгаляційного або інтраназального введення.

Дітям застосовувати під наглядом дорослих.

Не використовувати виріб, якщо контейнер був пошкоджений або не повністю закритий під час першого відкриття.

Не використовувати виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від сонячних променів місці при температурі від 5°C до 30°C.

Упаковка.

По 4 мл у контейнерах полімерних, по 10 контейнерів у пачці з картону.

Назва та адреса виробника.

ТОВ «Юрія-Фарм», Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10

Тел: +38 (044) 275-92-42; +38 (044) 275-01-08 www.uf.ua

Адреса виробництва: Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108

ІНСТРУКЦІЯ **із застосування медичного виробу**

LORDE HYAL iso 0,9% **розчин стерильний для інгаляційного та інтраназального введення**

Опис.

LORDE Hyal iso 0,9% - розчин стерильний для інгаляційного та інтраназального введення. Це природний, ізотонічний сольовий розчин в концентрації, яка адаптована для сумісності з рідинами організму людини. Використовується для зволоження дихальних шляхів, в тому числі при таких симптомах застуди як кашель та закладеність носа, а також для розведення інгаляційних лікарських засобів.

Склад:

1 мл розчину містить:
Натрію хлорид – 9,0 мг.
Гіалуронат натрію – 0,1 мг.

Показання.

Застосовувати немовлятам, дітям та дорослим.

Для гігієнічного догляду за порожниною носа і використання у хворих з захворюваннями слизової оболонки носа та придаткових пазух, що супроводжуються сухістю слизової оболонки носа або утворенням слизу (атрофічний, алергічний, інфекційний, медикаментозний риніти).

Як допоміжний засіб при застосуванні локальних судинозвужувальних засобів.

Для усунення сухості слизової оболонки носа, зумовленої знаходженням у приміщеннях, де працюють кондиціонери, у тому числі автомобільні, або радіатори центрального опалення, під час повітряних перельотів.

Після операційних втручань у порожнині носа та носових пазухах.

Також можна використовувати для розведення інгаляційних лікарських засобів згідно з інструкцією виробника.

Протипоказання.

LORDE Hyal iso 0,9% протипоказаний при підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів виробу.

Спосіб застосування та дози.

Використання за допомогою інгалятора.

Для розведення інгаляційних лікарських засобів використовують 2-4 мл розчину. Інгаляцію розчину проводити за допомогою небулайзера з використанням спеціальної маски на обличчя, мундштука або назальної канюлі.

Підготуйте до використання небулайзер.

1. Відкрийте полімерний пакет та вийміть звідти однодозовий контейнер. Переконайтеся, що контейнер не пошкоджено. Не виймайте контейнер з пакета, якщо в цьому немає потреби.
2. Струсіть контейнер, який вийняли. Інші контейнери залиште в полімерному пакеті та помістіть їх у картонну коробку.
3. Тримавши контейнер за верхній край, поверніть інший край, щоб відкрити контейнер.
4. Вставте контейнер в небулайзер відкритим краєм вниз і легенько натисніть. Переконайтеся, що весь препарат перетік у небулайзер.
5. Зберіть небулайзер і використовуйте за призначенням.

Після використання промийте небулайзер, залишки розчину знешкодьте.

Інтраназальне введення:

Дорослим – по 2 краплі; дітям віком від 1 року – по 1-2 краплі; дітям до 1 року – по 1 краплі у кожен носовий хід 3-4 рази на добу з лікувальною метою, з гігієнічною метою – 1-4 рази на добу.

Застосовувати до 4 тижнів.

Дорослі.

Перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити носові ходи від секрету швидким різким видихом через ніс. Для попередження витікання розчину необхідно лягти або сісти та закинути голову назад, потім закапати розчин. Після закапування бажано побути в положенні лежачи, з закинutoю назад головою протягом 2 хвилин. Залишки розчину видалити з обличчя ватою або носовичком.

Діти.

Перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити ніс дитини від слизу. Після очищення носа від слизу закапати розчин у кожен носовий хід. При закапуванні розчину у праву ніздрю голова дитини має бути закинута трохи назад та нахилена праворуч і, навпаки, голова дитини має бути нахилена ліворуч при закапуванні розчину у ліву ніздрю. Після закапування слід посадити дитину та допомогти їй звільнити ніс від розрідженого слизу. Залишки розчину необхідно охайно видалити з обличчя ватою чи носовичком.

Побічні реакції.

В осіб з індивідуальною непереносимістю компонентів препарату можливі алергічні реакції.

Запобіжні заходи при використанні.

Розчин призначений для використання тільки шляхом інгаляційного або інтраназального введення.

Дітям застосовувати під наглядом дорослих.

Не використовувати виріб, якщо контейнер був пошкоджений або не повністю закритий під час першого відкриття.

Не використовувати виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від сонячних променів місці при температурі від 5°C до 30°C.

Упаковка.

По 4 мл у контейнерах полімерних, по 10 контейнерів у пачці з картону.

Назва та адреса виробника.

ТОВ «Юрія-Фарм», Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10

Тел: +38 (044) 275-92-42; +38 (044) 275-01-08 www.uf.ua

Адреса виробництва: Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108