

Юлайзер™

Breath
of life

Как защитить свою
семью от простудных
заболеваний?



Не болеть простудой в любое время года и при любых погодных условиях — это очень просто!

Нужно только своевременно профилактироваться. А если простуда прокралась в семью — сделать все возможное, чтобы предупредить ее развитие.

В этом поможет современный способ лечения болезней органов дыхания — **Юлайзерная терапия.**



Юлайзер — это прибор, в котором лекарственная жидкость превращается в жидкий аэрозоль (со специальным размером частиц) для ингаляции, что делает возможным лечение всех заболеваний органов дыхания.

*Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией и посоветуйтесь с врачом.
Свидетельство о госрегистрации в Минздраве Украины №11172/2012 от 10.02.2012*

Главным преимуществом небулайзерной терапии является возможность доставки препаратов прямо в дыхательные пути.

Всасывание лекарств через слизистую дыхательных путей происходит **в 20 (!) раз быстрее**, чем при приеме таблетированных форм препаратов.

Главными составляющими небулайзера являются небулайзерная камера, где непосредственно образуется мелкодисперсный аэрозоль, и маска/загубник, благодаря которым аэрозоль попадает непосредственно в бронхиальное дерево



Небулайзерная камера



Маски: детская и взрослая



Загубник



Канюля назальная

Комплектующие небулайзера необходимо менять **1 раз в три месяца**, поскольку они склонны к контаминации микроорганизмами.

К тому же каждый пациент должен иметь индивидуальный набор для проведения небулайзерной терапии (небулайзерная камера, загубник /маска).

Существует несколько вариантов пакетов комплектующих:

Большой набор Кит Юлайзер, в комплект входят:

- небулайзерная камера,
- загубник,
- воздушная трубка,
- воздушные фильтры;

Малый набор Юлайзер, в комплект входят:

- небулайзерная камера
- загубник.

Отдельно можно приобрести:

- маску детскую;
- маску взрослую;
- канюлю назальную.



ПОКАЗАНИЯ К НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ:

- ОРВИ (ринит, фарингит, ларингит, трахеит) и их осложнения (риносинусит, ларинготрахеит)
- острый бронхит, пневмония
- бронхиальная астма и ее обострение
- обострение хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ)
- туберкулез легких;
- муковисцидоз,
- тяжелое состояние больного (невозможность использования других видов ингаляторов у детей и пожилых людей).



ЧТО НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПРЕССОРНЫХ НЕБУЛАЙЗЕРАХ?

- Травяные отвары, настои и настойки
- Эфирные масла
- Системные гормоны (гидрокортизон, преднизолон, дексаметазон)
- Эуфилин, Платифилин, Папаверин
- Порошки из измельченных таблеток
- Использовать для разведения лекарств кипяченую воду и гипотонические растворы
- Любую минеральную воду, масляные и спиртовые растворы



Для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ возможно применение «противопростудной тройки»:



1 конт. АКК®

Блокирует проникновение вирусов в клетки организма и предупреждает распространение инфекции*



1 конт. Декасана®

Ингаляционное антисептическое средство, влияет на микробы и вирусы*



1 конт. NaCl

Увлажняет и защищает слизистую; растворитель для лекарств небулайзерной терапии*

Продолжительность: 4-5 мин. 2-3 р/день. **Курс:** 7-10 дней

**Полную информацию о препарате см. в официальной инструкции*

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Кашель и заложенность носа



или



1 конт. Лорде® Гипер

уменьшает вязкость мокроты и облегчает ее отхождение*

1 конт. Лорде® Гіаль Гіпер

уменьшает отек слизистой, увлажняет слизистую*

**Полную информацию о препарате см. в официальной инструкции*

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Какие еще существуют препараты для лечения Юлайзером?



Ингаміст®

Ацетилцистеин для
ингаляций*



Небутамол®

Сальбутамол для
ингаляций*



Небуфлюзон®

Флутиказона пропионат
для ингаляций*

**Полную информацию о препарате см. в официальной инструкции*

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Какой **небулайзер** выбрать?

Юлайзер™ *First Aid*



Для часто болеющих детей, хронических больных

Эргономичный дизайн.

Комплектующие всегда под рукой — можно хранить под крышкой.

Защита от перегрева.

Ручка для переноса.

Юлайзер™ *Air*



Для активных, мобильных пациентов

Ультеракомпактный.

10 ингаляций от аккумулятора.

В комплекте аккумулятор и сумка.

Работает даже от прикуривателя в автомобиле.

Юлайзер™ *Home*



Оптимальный выбор для домашнего использования

Современный дизайн

Широкий выбор комплектующих

Самый популярный небулайзер в Украине*

Proxima Research, 2016

Применение **Юлайзерной терапии** позволяет:

- ♦ Существенно **повысить эффективность** лечения.
- ♦ **Уменьшить** количество госпитализаций в 2 раза.
- ♦ Уменьшить количество повторных вызовов врача – **в 5 раз**.
- ♦ **Значительно сократить расходы** на оказание медицинской помощи пациентам.



- Быстрая доставка препарата, **быстрое начало действия (в 20 раз быстрее по сравнению с per os)**.
- Высокая **концентрация действующего вещества непосредственно в очаге инфекции** и воспаления.
- Не проходит через печень, без красителей и ароматизаторов, **минимум системных побочных реакций**.
- **Экономическая доступность** терапии.
- **Легкая техника** ингаляций.

Сервисная поддержка «ЮРИЯ-ФАРМ»

Горячая линия — **044 454-75-63**

Ulaizer.com.ua — возможность задать вопрос, видеоинструкция, как выбрать, как пользоваться – ответы на самые важные вопросы для понятного и удобного использования Юлайзер

«ЮРИЯ-ФАРМ» – эксперт в небулайзерной терапии

Мы рядом именно тогда, когда необходимо — оперативная консультация по телефону, в случае технических проблем – возможна замена, без ожидания и прерывания процесса лечения!



ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕРЕЗ КОНТАКТЫ

Знаете ли вы, что ...

Заражение инфекционными заболеваниями происходит чаще всего через руки (рукопожатие с больным человеком, через дверные ручки, поручни в транспорте, бытовые предметы и т.д.).



ШКОЛЯРИКУ У НАГОДІ БУДЕ ГОРОСТЕН — універсальний антисептик для рук!

В состав препарата входят компоненты, благодаря которым Горостен:

- надежно защищает от вирусов, бактерий и грибков;
- увлажняет кожу рук;
- снимает раздражение (подходит для чувствительной кожи);
- не вызывает сухость даже при многократном применении;
- не липнет.



** Полную информацию о препарате см. в официальной инструкции*

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Юлайзерная терапия
охраняет границу здоровья
вашей семьи!



Юлайзер™

*Breath
of life*

Дополнительная информация
о Юлайзер на сайте:
www.ulaizer.com